

Dandle PAL™ – avtorkningsbar



DEHP-fri, BPA-fri, inte tillverkad med någon naturlig gummitalex.

Dandle PAL är ett avtorkningsbart, återanvändbart placeringshjälpmedel som kan användas för prematura och sjuka spädbarn inlagda på sjukhus i mag-, rygg- och sidolägen.

VARNINGAR/FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Endast för sjukhusanvändning.
- Särskild försiktighet ska iakttas för att undvika att lägga hela vikten eller för många mikroskivor ovanpå små spädbarn.
- Placera inte nära spädbarnets hals eller ansikte och använd inte på något sätt som kan begränsa spädbarnets luftvägar.
- Rengör enligt sjukhusets policyer för att förhindra korskontaminering mellan patienter.
- För att förhindra tillväxt av några inre föroreningar, inspektera regelbundet det avtorkningsbara överdraget för synliga tecken på skada eller slitage. Kassera om det är nödvändigt.
- Använd alltid med överdrag.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

- Dandle PAL är en avtorkningsbar och återanvändbar produkt som ska torkas ren med ett standard-desinfektionsmedel för sjukhus varje gång den blir smutsig och mellan patientanvändningstillfällen.
- Tygöverdragen kan tvättas i maskin och torkas i temperaturer upp till 71°C. Blekmedel utan klor rekommenderas.
- De icke-vävd överdragen är avsedda för användning på en enda patient och ska kasseras på lämpligt sätt.

BRUKSANVISNING:

Dandle PAL är ett flexibelt placeringshjälpmedel som kan användas på en mängd olika sätt. PAL har två interna "ärtpåsar": en stor påse som fyller hästskon och en mindre påse på den rundade toppen.

- Hästskodelen, eller benen, kan placeras runt spädbarnets huvud eller fötter för att skapa en gräns, hjälpa till att bibehålla en ställning eller ge en känsla av trygghet.
- Den mindre ärtpåsen kan placeras ovanpå den större om en högre gräns behövs. Den mindre ärtpåsen kan hållas på plats genom att dra i bandet under hästskodelen. Hästskon kan öppnas brett och läggas bakom ett spädbarn som ligger i sidoläge för att hjälpa till att bibehålla ställningen och hålla barnet i ett böjt läge.
- Den mindre ärtpåsen kan användas för att stödja en napp eller stödslang.
- Mikroskivorna kan flyttas i benen så att benen är mycket fulla (vik den oanvända delen under) eller inte helt beroende på spädbarnets medicinska behov och utvecklingsbehov.

FÖRVARING OCH KASSERING:

Inga speciella krav.

GARANTI:

Dandle PAL har en nyttjandeperiod på 18 månader från tillverkningsdatum (finns på etiketten).

Kontakta Dandle • LION Medical med eventuella frågor eller kommentarer eller för att rapportera alla frågor som rör användningen av vår produkt.

Ver2:0721