

Dandle® WRAP y Dandle® WRAP Stretch

Sin DEHP, sin BPA, sin látex de caucho natural.



USO PREVISTO / BENEFICIO CLÍNICO:

El Dandle WRAP y el Dandle WRAP Stretch son ayudas de posicionamiento reutilizables orientadas a los bebés hospitalizados para brindar apoyo al desarrollo neurológico mientras el bebé duerme, come, se le baña o se le carga. También se puede utilizar para brindar apoyo cuando se realizan procedimientos o mientras se manipula al bebé. El Dandle WRAP proporciona soporte adicional para bebés prematuros e hipotónicos y se adhiere a las pautas de Back to Sleep.

ADVERTENCIAS / CONTRAINDICACIONES:

- Solo para uso hospitalario.
- No coloque las alas o la bolsa alrededor del cuello o la cara del bebé ni las use de ninguna manera que pueda obstruir la respiración del bebé.
- Lávelo de acuerdo con la política del hospital cada vez que lo use en un paciente.
- Monitoree la temperatura del bebé para evitar el sobrecalentamiento.
- Asegúrese de que el Velcro® esté bien sujetado presionándolo por ambos lados. Evite el contacto entre el gancho de velcro y la piel del bebé.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

- Lave a máquina en agua a una temperatura de hasta 71°C. Use solo blanqueador sin cloro. El producto se mantendrá mejor si todos los sujetadores de velcro están fijados durante el lavado. Séquelo en secadora a temperatura media.

INSTRUCCIONES DE USO:

Seleccione el Dandle WRAP del tamaño correcto según el tamaño y las proporciones corporales del bebé.

1. Coloque el Dandle WRAP sobre una superficie de apoyo con las alas hacia los lados y la bolsa abierta en la parte inferior. El lazo de velcro debe estar en la parte exterior de la espalda.
2. Coloque al bebé en posición supina sobre el WRAP y alinee la parte superior de los hombros, de modo que estén justo debajo de la parte superior del WRAP.
3. Flexione las extremidades superiores a una línea media con las manos cerca de la cara. Tire de la funda más corta hacia abajo por encima del hombro y pasando por los brazos, curvando los hombros hacia adelante. Tire de la funda más larga por encima, curvando los hombros y conteniendo los brazos cómodamente. Fijela al cuadrado de velcro en la parte trasera del posicionador. Ajuste según las necesidades y el estado médico del bebé.
4. Flexione las extremidades inferiores del bebé hasta llegar a una posición neutra en la línea media, y sostenga la pelvis en una inclinación posterior.
5. Disponga de forma segura los tubos y el equipo médico para que puedan salir por el costado.
6. Lleve la bolsa sobre las piernas y los pies. Fijela a la espalda. Ajústela según las necesidades y el estado médico del bebé.
7. Puede utilizarse en cualquier posición (prona, supina, o lateral) con supervisión médica.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:

Ningún requerimiento especial.

PAUTAS DE BACK TO SLEEP para el uso de Dandle WRAP y Dandle WRAP Stretch:

Siga todas las instrucciones excepto:

- a. Paso 3: Asegúrese de que el WRAP no quede suelto alrededor de la cara del bebé fijándolo bien con los sujetadores o colocando la funda más corta por debajo de las axilas del bebé en lugar de por encima de los hombros para garantizar que este no se acurruque en el WRAP.
- b. Paso 7: El bebé debe estar siempre boca arriba a la hora de dormir.

Comuníquese con Dandle·LION Medical si tiene alguna pregunta o comentario o para informar cualquier problema con el uso de nuestro producto.



DandleLION Medical
22 Shelter Rock Lane
Danbury, CT 06810 USA
+1 203-791-9001

www.dandleLIONmedical.com
© DandleLION Medical 2009



Advena Medical
Tower Business Centre
2nd Floor, Tower Street
Swatar BKR 4013 Malta

Rev 6A:0424