

# Dandy Prone Pad™

En tillverkad av naturgummilatex. DEHP- och BPA-fri.

**Dandle·LION**  
MEDICAL

## AVSEDD ANVÄNDNING / KLINISK FÖRDEL:


Prone Pad är utformad för att varsamt stödja huvudet och bålen på ett spädbarn i liggande läge samtidigt som den ger symmetrisk flexion av extremiteterna. Prone Pad kan användas oavsett medicinskt tillstånd och/eller gränssnitt för andningsstöd och är kompatibelt med alla Dandle·LION positioneringsapparater.

Bildinstruktioner finns tillgängliga på följande webbplats [www.dandleLIONmedical.com](http://www.dandleLIONmedical.com)

## VARNINGAR / FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Endast för användning på sjukhus.
- Kontinuerlig kardiopulmonell övervakning måste genomföras för spädbarn under användningen för att minska de potentiella riskerna med liggande läge.
- Prone Pad och Disposable Cover är avsedda att användas av en patient för att förhindra korskontaminering.
- Använd tillsammans med ett kantpositioneringshjälpmedel för att bibehålla barnets position på Prone Pad.
- Använd inte utan tvättbart eller engångsöverdrag för Prone Pad.
- Stick inte nålar i Prone Pad eller genom överdraget.

## RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

- Prone Pad är avsett att användas av en patient och ska inte rengöras eller återanvändas. 
  - Vattenresistent engångsöverdrag är avsett för användning av en patient.
- Tygöverdrag (tillgängligt tillbehör):
- Tygöverdraget är vattenresistent, tvättbart och kan återanvändas i upp till 25 tvättar.
  - Maskintvätt och torkning vid temperaturer upp till 71 °C i enlighet med sjukhusets tvättpolicy. Inspektera överdraget visuellt efter varje tvätt.



## BRUKSANVISNING:

Val av storlek: Prone Pad är utformad för att stödja spädbarnet från toppen av kraniet till naveln. När du väljer rätt storlek ska du börja med en storlek som passar barnets vikt:

- XS: < 1000 g.
- S: 1000–1800 g.
- M: 1800–2500 g.
- L: 2500–3600 g.
- XL: 3600–4400 g.

Eftersom barnets längd inte alltid korrelerar med vikten ska du hålla påsen med Prone Pad bredvid barnet innan du öppnar den och bedöma längden på underlaget i förhållande till barnets längd från huvudet till naveln. En Prone Pad med felaktig storlek kan orsaka asymmetri och för mycket rörelse när barnet letar efter en bekväm och stödjande position:

- När den används med en Dandle® ROO2, Dandle® WRAP Stretch eller Dandle® ROO Lite ska du placera Prone Pad i mitten av positioneringsanordningen med det större runda området där huvudet kommer att vara (upp mot huvudrullen i ROO2 eller ROO Lite).
- Lyft försiktigt barnet genom att hålla ihop armar och huvud/nacke med en hand och höfter och ben med den andra handen.
- Vänd barnet med huvudet till önskad sida och lägg barnet på Prone Pad.
- Se till att huvudet stöds helt och hållet, från nacken till näsans spets, i den rundade övre delen av underlaget. Underarmarna ska vila bekvämt på madrassen. Vid behov kan du justera spädbarnets position så att benen kan dras in under höfterna. Höfterna ska läggas i minst 90 graders flexion. Stödet för de nedre extremiteterna ("målstolparna") ska vila längs knäens och vadernas laterala sidor och försiktigt motverka överdriven abduktion och extern rotation av höften utan att skapa tryck.
- Fäst ROO2, ROO Lite eller WRAP Stretch runt spädbarnet och Prone Pad.
  - Om ovannämnda anordningar inte är tillgängliga ska du lägga en Dandle® PAL eller Cozy Cub™ runt spädbarnet för att hjälpa till att bibehålla spädbarnets position.

## FÖRVARING OCH KASSERING:


Inga särskilda överväganden för förvaring eller bortskaflande behövs.

Kontakta Dandle·LION Medical om du har några frågor eller kommentarer eller om du vill rapportera något problem med användningen av vår produkt.



 DandleLION Medical  
22 Shelter Rock Lane  
Danbury, CT 06810 USA  
+1 203-791-9001

[www.dandleLIONmedical.com](http://www.dandleLIONmedical.com)  
© DandleLION Medical 2009

 Advena Medical  
Tower Business Centre  
2nd Floor, Tower Street  
Swatar BKR 4013 Malta

Rev 2A:0424