

Crown Cradle™

Zonder DEHP, zonder BPA, niet gemaakt met natuurlijk rubberlatex.



BEOOGD GEBRUIK / KLINISCH VOORDEEL:

De Crown Cradle is een verstelbaar apparaat dan niet al te ingrijpend en beperkend is. Het is verkrijgbaar in twee maten: klein voor baby's <1800 gram en groot voor baby's tussen de 1800–3600 gram Elk systeem bevat een matras, vier schuimrubberen inzetstukken in oplopende maten om het hoofd te ondersteunen, een stoffen hoes en een 'cup' om de holte op te vullen wanneer de baby op de buik ligt.

WAARSCHUWINGEN / CONTRA-INDICATIES:

- Door ziekenhuispersoneel te gebruiken bij gehospitaliseerde baby's.
- Om de ademhaling niet te belemmeren mag de baby niet in buik- of zijligging worden geplaatst om te voorkomen dat het gezicht van de baby zich in de holte van de matras bevindt.
- Licht de baby op de rug, dan dient u ervoor te zorgen dat de nek van de baby niet overmatig is uitgerekt en het hoofd niet voorover hangt om te voorkomen dat de ademhaling wordt belemmerd. Pas de maat van het schuimrubberen inzetstuk zodanig aan dat hoofd en nek in een lijn liggen.
- Steek geen naalden of spelden in de matras, want dit kan de integriteit van de matrasbedekking aantasten en een risico voor besmetting en infectie veroorzaken.
- Controleer regelmatig de Crown Cradle matras op zichtbare tekenen van schade en verwijder de beschadigde matras.

REINIGINGSINSTRUCTIES:

- Herbruikbare Crown Cradle matras, 'cup' en schuimrubberen inzetstukken reinigen met een standaard quaternair ontsmettingsmiddel voor ziekenhuizen, telkens wanneer het vuil wordt en na elke patiënt-gebruik.
- Was en droog alle stoffen delen in de machine bij temperaturen tot 71°C met chloorvrije bleekmiddelen. Droog trommelen op middelhoge temperatuur.



GEBRUIKSAANWIJZING:

- Gebruik de Crown Cradle matras op een NICU-bedmatras.
- Volg de routinematige positiewisselingen van het ziekenhuisprotocol.
- Zorg ervoor dat de medische apparatuur/apparaten veilig zijn geplaatst terwijl de baby op de Crown Cradle ligt.

Om de baby in rug- of zijligging te positioneren:

- Bepaal op basis van het gewicht van de baby de juiste matras en de maat van het schuimrubberen inzetstuk. Begin met de volgende aanbevelingen:

KLEINE MATRAS (baby's <1800 g)

< 750 g	Schuimrubberen inzetstuk maat 1
750–1000 g	Schuimrubberen inzetstuk maat 2
1000–1400 g	Schuimrubberen inzetstuk maat 3
1400–1800 g	Schuimrubberen inzetstuk maat 4

GROTE MATRAS (baby's van 1800–3600 g)

1800–2150 g	Schuimrubberen inzetstuk maat 5
2150–2500 g	Schuimrubberen inzetstuk maat 6
2500–3050 g	Schuimrubberen inzetstuk maat 7
3050–3600 g	Schuimrubberen inzetstuk maat 8

Een goed passend schuimrubberen inzetstuk laat ongeveer 1/8" ruimte aan alle kanten van het hoofd van de baby. Het hoofd, de nek en de wervelkolom van het kind liggen in een neutrale positie. Het hoofd en de nek mogen niet gebogen (schuimrubberen inzetstuk te klein) of te uitgestrekt (schuimrubberen inzetstuk te groot) zijn. De maat van het schuimrubberen inzetstuk naar behoefte groter of kleiner.

Opmerking: Controleer bij de wekelijkse groeiingen van de baby of de maat van het schuimrubberen inzetstuk moet worden aangepast.

- Crown Cradle monteren:
 - Schuif de matras in de stoffen matrashoes met de uitholling aan de bovenkant (open uiteinde van de hoes). Het niet-gewatteerde deel van de matrashoes wordt over de uitholling en het gewatteerde deel over de onderste helft van de matras geplaatst.
 - Schuif de gewenste maat van het schuimrubberen inzetstuk in de zak onder de stoffen matrashoes en plaats de 'cup' in de holte van de matras.
 - Trek de hoes over de matras, zorg ervoor dat het schuimrubberen inzetstuk stabiel is in de holte en stop de flap onder de Crown Cradle matras.
- Plaats de baby in de rug- of halve zijligging op de Crown Cradle en zorg dat het hoofdje comfortabel wordt ondersteund door een schuimrubberen inzetstuk:
 - Gelkussens en andere positioneringshulpmiddelen mogen niet onder het hoofd van een baby worden gebruikt.
 - Positioneer de baby gebogen, op de middellijn en omsloten. We raden aan om Dandle® WRAP Stretch en/of Dandle® PAL of Cozy Cub™ te gebruiken om bij te dragen aan de ontwikkelingsondersteunende positionering. Het is handig om een positioner te gebruiken aan het voeten van de baby zodat hij niet naar beneden glijdt. Stabiliseer de positie van de baby door de riemen van de matrashoes over de baby te kruisen, evenals andere mogelijk gebruikte positioneringshulpmiddelen, en stop vervolgens de riemen onder de Crown Cradle matras.

De baby in buikligging positioneren:

- Om de baby in buikligging te plaatsen, verwijdert u eerst het schuimrubberen inzetstuk en steekt u vervolgens de 'cup' zodanig in de holte van de matras dat deze een plat vlak vormt.
- Gebruik een buikrol of positioner onder de romp en het hoofd van de baby om te zorgen voor een gebogen, op het midden gelijnde en omsloten positie. We raden aan om de Dandle WRAP Stretch en/of de Dandle PAL of Cozy Cub te gebruiken om bij te dragen aan de ontwikkelingsondersteunende positionering. Het is handig om een positioner te gebruiken aan het voeten van de baby zodat hij niet naar beneden glijdt. Stabiliseer de positie van de baby door de riemen van de matrashoes over de baby te kruisen, evenals andere mogelijk gebruikte positioneringshulpmiddelen, en stop vervolgens de riemen onder de Crown Cradle matras.

OPSLAG EN VERWIJDERING:

Geen speciale vereisten.

Neem contact op met Dandle•LION Medical als u vragen of opmerkingen heeft of om een probleem met ons product te melden.

Aanvullende informatie beschikbaar op de website van Dandle•LION Medical



Rev 2A:0824