

# Crown Cradle™

DEHP-fri, BPA-fri, ej tillverkad av naturlig gummilatex.



## AVSEDD ANVÄNDNING / KLINISK FÖRDEL:

Crown Cradle är en icke-invasiv, icke-begränsande, justerbar enhet som finns i två storlekar (liten för spädbarn <1 800 g och stor för spädbarn mellan 1 800–3 600 g). Varje system innehåller en madrass, fyra skuminlägg i ökande storlekar som stödjer huvudet, ett tygöverdrag och en "plugg" för att fylla i det försänkta området när barnet ligger i magläge.

## VARNINGAR / KONTRAIKATIONER:

- För användning av sjukhuspersonal med spädbarn som är inlagda på sjukhus.
- För att förhindra luftvägsobstruktion, lägg inte spädbarnet i mag- eller sidoläge så att spädbarnets ansikte är placerat i det försänkta området på madrassen.
- När spädbarnet är i rygläge, se till att spädbarnets hals inte är överstäckt och att huvudet inte lutar mot bröstet och på så sätt blockerar luftvägarna. Ändra storleken på skuminsatsen för att säkerställa korrekt inriktning av huvud och hals.
- Sätt inte in nålar eller stift i madrassen eftersom detta kan äventyra madrassbeläggningens integritet och skapa en förorenings-/infektionsrisk.
- Inspektera regelbundet Crown Cradle-madrassen för synliga tecken på skada och kassera skadad madrass.

## RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

- Återanvändbar Crown Cradle-madrass, plugg och skuminsatser ska torkas rena med standarddesinfektionsmedel för sjukhus när de blir smutsiga och mellan användning på patienter.
- Maskintvätta och torka alla tygkomponenter vid temperaturer upp till 71°C med klorfritt blekmedel. Torktumla med medelhög värme.



## BRUKSANVISNING:

- Använd Crown Cradle-madrass på NICU-bäddmadrass.
- Upprätthåll rutinmässiga placeringsändringar genom att följa sjukhusets protokoll.
- Se till att medicinsk utrustning/medicintekniska produkter placeras på ett säkert sätt medan spädbarnet ligger på Crown Cradle.

## Så här placerar du spädbarnet i mag- eller sidoläge:

- Avgör lämpliga madrass- och skuminläggsstorlekar baserat på spädbarnets vikt. Börja med att använda följande rekommendationer:

| LITEN MADRASS (spädbarn <1 800 g)  | STOR MADRASS (spädbarn 1 800–3 600 g) |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| < 750 g Skuminlägg storlek 1       | 1 800–2 150 g Skuminlägg storlek 5    |
| 750–1 000 g Skuminlägg storlek 2   | 2 150–2 500 g Skuminlägg storlek 6    |
| 1 000–1 400 g Skuminlägg storlek 3 | 2 500–3 050 g Skuminlägg storlek 7    |
| 1 400–1 800 g Skuminlägg storlek 4 | 3 050–3 600 g Skuminlägg storlek 8    |

Ett korrekt anpassat skuminlägg kommer att ge ungefär 0.3175 cm tums utrymme på alla sidor av spädbarnets huvud. Spädbarnets huvud, hals och ryggrad ska vara i neutralt läge. Huvud och hals ska inte vara böjda (skuminlägg för litet) eller vara utsträckta (skuminlägg för stort). Minska eller öka storleken på skuminlägget efter behov.

**Obs!** När spädbarnets veckovisa tillväxtnått mäts, kontrollera storleken på skuminlägget för att avgöra om den behöver ökas.

- Så här monteras Crown Cradle:
  - Skjut in madrassen i madrassöverdraget i tyg med koppindraget upptill (öppna änden av överdraget). Den otäckta delen av madrassöverdraget ska ligga över koppindraget och den täckta delen ska placeras över den nedre halvan av madrassen.
  - Skjut in skuminlägg av önskad storlek i fickan på insidan av tygmadrassöverdraget och placera koppen inuti det försänkta området på madrassen.
  - Dra överdraget upp över madrassen, se till att skuminlägget är stabilt i det försänkta området och stoppa in fliken under Crown Cradle-madrassen.
- Placera spädbarnet liggande i mag- eller halvsidoläget på Crown Cradle med spädbarnets huvud bekvämt stöttat av skuminlägget:
  - Gelkuddar och andra placeringshjälpmedel ska **inte** användas under spädbarnets huvud.
  - Placera spädbarnet i böjd, mittlinje- och innesluten ställning. Vi rekommenderar att du använder Dandle® WRAP Stretch och/eller Dandle® PAL eller Cozy Cub™ för att stödja utvecklingsfrämjande placering. Det underlättar om man använder en placeringshjälp vid spädbarnets fötter för att förhindra att barnet glider ner på madrassen. Stabilisera spädbarnets placering genom att korsa överdragsbanden på madrassen över spädbarnet, liksom eventuella placeringshjälpmedel som används, och sedan stoppa in remmarna under Crown Cradle-madrassen.

#### **Så här placeras spädbarnet i magläge:**

- För att placera spädbarnet liggande, ta först bort skuminlägget och sätt sedan in pluggen i det försänkta området på madrassen så att den ligger plant med madrassbasen.
- Använd en liggrulle eller placeringshjälp under bålen och huvudet för att hjälpa till att placera spädbarnet i en böjd, mittlinje- och innesluten position. Vi rekommenderar att du använder Dandle WRAP Stretch och/eller Dandle PAL eller Cozy Cub för att stödja utvecklingsfrämjande placering. Det underlättar om man använder en placeringshjälp vid spädbarnets fötter för att förhindra att barnet glider ner på madrassen. Stabilisera spädbarnets läge genom att korsa remmarna på madrassen över spädbarnet liksom eventuella placeringshjälpmedel och sedan stoppa remmarna under Crown Cradle-madrassen.

#### **FÖRVARING OCH KASSERING:**

Inga speciella krav.

Kontakta Dandle•LION Medical om du har några frågor eller kommentarer eller för att rapportera eventuella problem med användningen av vår produkt.

Ytterligare information finns på [Dandle•LION Medical webbplats](#)

