

Snuggly ROO™



Ej tillverkad av naturgummilatex. DEHP- och BPA-fri.

AVSEDD ANVÄNDNING / KLINISK FÖRDEL:

Snuggly ROO är ett neuroutvecklingsstödande placeringshjälpmedel som kan användas för prematura och sjuka spädbarn inlagda på sjukhus i mag-, rygg- eller sidoläge.

VARNINGAR / KONTRAIKATIONER:

- Endast för sjukhusanvändning.
- Placera inte remmar runt spädbarnets hals eller ansikte och använd inte på något sätt som kan begränsa spädbarnets luftvägar.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

Maskintvätta och torka alla tygkomponenter vid temperaturer upp till 71°C. Högre temperaturer kommer att orsaka ytterligare krympning. Kontrollera produkten visuellt efter varje tvättning.



BRUKSANVISNING:

- Välj rätt storlek av Snuggly ROO enligt spädbarnets vikt och kroppsproportioner. Se etiketten för storleksrekommendationer efter vikt.
- Lägg Snuggly ROO i inkubatorn, värmaren eller spjålsängen med fotrullen i botten på sängen och remmarna bort åt sidorna.
- Placera spädbarnet i Snuggly ROO i mag-, rygg- eller sidoläge så att spädbarnets ben böjs på lämpligt sätt mot fotrullen, är instoppade inuti fotrullen och huvudet och ryggraden är neutralt inriktade.
- Placera spädbarnets händer nära ansiktet i ett böjt läge.
- Dra en rem över spädbarnets axel och arm för att hjälpa till att hålla spädbarnets händer i ett bekvämt, böjt läge nära hans ansikte.
- Stoppa in remmen under Snuggly ROO så att spädbarnets vikt håller den på plats.
- Dra remmen på motsatta sidan över den andra axeln och armen för att hjälpa till att bibehålla lämpligt böjning och stoppa in den under. Liggande i sidoläge kanske inte den andra remmen behövs.
- För att bibehålla det önskade läget kan vårdgivaren använda en Polly PAL™, Dandle® PAL eller Cozy Cub™ för att stödja spädbarnets huvud och hindra spädbarnet från att sparka ut ur fotrullen.
- Kontrollera alla ledningar och slangar efter att ha placerat spädbarnet för att säkerställa korrekt och säker placering.

OBS! Om bättre synlighet av barnet behövs kan remmarna placeras bort åt sidan.

FÖRVARING OCH KASSERING:

Inga speciella krav.

Kontakta Dandle•LION Medical med alla eventuella frågor eller kommentarer eller för att rapportera alla eventuella problem med användningen av vår produkt.

