

Wegwerp Snuggly ROO™

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex. Vrij van DEPH en BPA.

BEOOGD GEBRUIK / KLINISCH VOORDEEL:

De wegwerp Snuggly ROO is een neurologisch ontwikkelingsondersteunend hulpmiddel dat kan worden gebruikt voor de positionering van gehospitaliseerde, premature en zieke baby's in buikligging, rugligging of zijligging.

WAARSCHUWINGEN / VOORZORGSMAATREGELEN:

- Alleen voor ziekenhuisgebruik.
- Doe geen banden om de hals of het gezicht van de baby en gebruik ze niet zodanig dat de ademhaling van de baby kan worden belemmerd.
- Door één patiënt te gebruiken. Niet hergebruiken tussen patiënten.



REINIGINGSINSTRUCTIES:

Verwijder het product op gepaste wijze als het vuil is geworden of na het gebruik bij een patiënt. Niet hergebruiken tussen patiënten.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Kies de juiste maat van de wegwerp Snuggly ROO, overeenkomstig het gewicht en de lichaamsverhoudingen van de baby.
- Zet de wegwerp Snuggly ROO in de couveuse, radiant warmer of wieg met de rol aan het voeteneinde van het bed en de banden aan de zijkanen.
- Plaats de baby in de wegwerp Snuggly ROO in buikligging, rugligging of zijligging, met de benen goed gebogen tegen de voetrol en het hoofd en de wervelkolom neutraal op één lijn.
- Plaats de handen van de baby gebogen bij het gezicht.
- Trek een riem over de schouder en de arm van de baby om de handen in een comfortabele, gebogen houding bij zijn gezicht te houden.
- Stop de riem onder de wegwerp Snuggly ROO zodat deze door het gewicht van de baby op de plaatst wordt gehouden.
- Trek de riem aan de andere kant over de andere schouder en arm zodat de juiste buiging en plooiing blijft behouden. Mogelijk is de tweede riem niet nodig in zijligging.
- Om de gewenste positie te behouden, kan de verzorger een Polly PAL™, Dandle® PAL of Cozy Cub™ ter ondersteuning van het hoofdje van de baby en om te voorkomen dat de baby zich uit de voetrol kan bewegen.
- Controleer alle lijnen en slangen na het positioneren van de baby om er zeker van te zijn dat ze goed en veilig zijn geplaatst.

OPMERKING: Als het nodig is dat de baby beter zichtbaar is, kunnen de banden aan de zijkanen worden geplaatst.

OPSLAG EN VERWIJDERING:

Geen speciale voorwaarden.

Voor vragen, opmerkingen of het melden van een probleem met het gebruik van ons product, neem contact op met Dandle•LION Medical.

