

# Disposable Snuggly ROO™

*No fabricado con látex de caucho natural. Libre de DEHP y bisfenol A (bisphenol A, BPA).*

## USO PREVISTO / BENEFICIO CLÍNICO:

Snuggly ROO desechable es una ayuda de posicionamiento de apoyo para el desarrollo neurológico que se puede usar para bebés prematuros hospitalizados y enfermos en posiciones prono, supino o acostado de lado.

## ADVERTENCIAS / CONTRAINDICACIONES:

- **Solo para uso hospitalario.**
- **No coloque correas alrededor del cuello o la cara del bebé ni las use de ninguna manera que pueda restringir las vías respiratorias del bebé.**
- **Uso en un solo paciente. No reutilice entre pacientes.**



## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Desechar de manera adecuada después de que el producto se ensucie o después de su uso por parte del paciente. No reutilizar entre pacientes.

## INSTRUCCIONES DE USO:

- Seleccione el ROO desechable cómodo del tamaño correcto según el peso y las proporciones corporales del bebé.
- Coloque el ROO desechable cómodo en la incubadora, calentador o cuna con el reposapiés en la parte inferior de la cama y las correas a los lados.
- Coloque al bebé en el ROO desechable cómodo en decúbito prono, supino o acostado de lado para que las piernas del bebé estén flexionadas de manera adecuada contra el reposapiés y la cabeza y la columna estén en alineación neutra.
- Coloque las manos del bebé cerca de la cara en una posición flexionada.
- Pase una correa sobre el hombro y el brazo del bebé para ayudar a sostener las manos del bebé en una posición cómoda y flexionada cerca de su cara.
- Coloque la correa debajo del ROO desechable cómodo para que el peso del bebé la mantenga en su lugar.
- Tire de la correa del lado opuesto sobre el otro hombro y brazo para ayudar a mantener la flexión y el pliegue adecuados. En decúbito lateral, es posible que no se necesite la segunda correa.
- Para mantener la posición deseada, el cuidador puede usar un Polly PAL™, Dandle® PAL, o Cozy Cub™ para dar apoyo al bebé en la cabeza y evitar que el bebé se salga.
- Revise todas las líneas y tubos después de colocar al bebé para asegurar una colocación adecuada y segura.

**NOTA:** Si se necesita una mayor visualización del bebé, las correas se pueden colocar a un lado.

## ALMACENAMIENTO Y DESECHO:

Ningún requerimiento especial.

Comuníquese con Dandle•LION Medical si tiene alguna pregunta o comentario o para informar sobre cualquier problema con el uso de nuestro producto.

