

Dandy Prone Pad™

Ej tillverkad av naturgummilatex. DEHP- och BPA-fri.

Mer information finns online på www.dandleLIONmedical.com



AVSEDD ANVÄNDNING:

Dandy Prone Pad är utformad för att varsamt stödja huvudet och bålen på ett spädbarn i liggande läge samtidigt som den främjar flexion av ryggrad, höfter och extremiteter. Prone Pad kan användas oavsett medicinskt tillstånd och/eller gränssnitt för andningsstöd och är kompatibelt med alla Dandle•LION-positioneringsenheter.

VARNINGAR / FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Endast för användning på sjukhus.
- Kontinuerlig kardiopulmonell övervakning måste genomföras för spädbarn under användningen för att minska de potentiella riskerna med liggande läge.
- Prone Pad och Disposable Cover är avsedda att användas av en patient för att förhindra korskontaminering.
- Använd tillsammans med ett kantpositioneringshjälpmedel för att bibehålla barnets position på Prone Pad.
- Använd inte utan tvättbart eller engångsöverdrag för Prone Pad.
- Stick inte nålar i Prone Pad eller genom överdraget.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

- Prone Pad är avsedd att användas av en patient och ska inte rengöras eller återanvändas mellan patienter. Prone Pad ska bytas ut när den är synligt smutsig eller när patienten växer ur den.
- Vattenresistent engångsöverdrag är avsett för användning av en patient.
- Tygöverdrag (tillgängligt tillbehör):
- Tygöverdraget är vattenresistent, tvättbart och kan återanvändas i upp till 25 tvättar.
- Maskintvätt och torkning vid temperaturer upp till 71 °C i enlighet med sjukhusets tvättpolicy. Inspektera överdraget visuellt efter varje tvätt.



BRUKSANVISNING:

Val av storlek: Prone Pad är utformad för att stödja spädbarnet från toppen av kraniet till naveln. När du väljer rätt storlek ska du börja med en storlek som passar barnets vikt:

Eftersom barnets längd inte alltid korrelerar med vikten ska du hålla påsen med Prone Pad bredvid barnet innan du öppnar den och bedöma längden på underlaget i förhållande till barnets längd från huvudet till naveln. En Prone Pad med felaktig storlek kan orsaka asymmetri och för mycket rörelse när barnet letar efter en bekväm och stödjande position:

- När den används med en Dandle® ROO2, Dandle® WRAP Stretch eller Dandle® ROO Lite ska du placera Prone Pad i mitten av positioneringsanordningen med det större runda området där huvudet kommer att vara (upp mot huvudrullen i ROO2 eller ROO Lite).
- Lyft försiktigt barnet genom att hålla ihop armar och huvud/nacke med en hand och höfter och ben med den andra handen.
- Vänd barnet med huvudet till önskad sida och lägg barnet på Prone Pad.
- Se till att huvudet stöds helt och hållet, från nacken till näsans spets, i den rundade övre delen av underlaget. Underarmarna ska vila bekvämt på madrassen. Vid behov kan du justera spädbarnets position så att benen kan dras in under höfterna. Höfterna ska läggas i minst 90 graders flexion. Stödet för de nedre extremiteterna ("målstolparna") ska vila längs knäens och vadernas laterala sidor och försiktigt motverka överdrien abduction och extern rotation av höften utan att skapa tryck.
- Fäst ROO2, ROO Lite eller WRAP Stretch runt spädbarnet och Prone Pad.
 - Om ovannämnda anordningar inte är tillgängliga ska du lägga en Dandle® PAL eller Cozy Cub™ runt spädbarnet för att hjälpa till att bibehålla spädbarnets position.

FÖRVARING OCH KASSERING:

Ingå särskilda överväganden för förvaring eller bortskaffande behövs.

Kontakta Dandle•LION Medical om du har några frågor eller kommentarer eller om du vill rapportera något problem med användningen av vår produkt.

