

# Mini PAL™

No fabricado con caucho de látex natural. Libre de di(2-etilhexil) ftalato [di(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP].



## USO PREVISTO/BENEFICIO CLÍNICO:

El Mini PAL es una ayuda de posicionamiento flexible que se puede utilizar de diversas

## ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES:

- Solo para uso hospitalario.
- No lo coloque cerca del cuello o la cara del bebé ni lo use de ninguna manera que pueda obstruir sus vías respiratorias.
- Para evitar la contaminación cruzada entre pacientes, límpielo de acuerdo con las políticas del hospital.
- Para evitar que las bolitas se escapen del producto y supongan un peligro para el bebé, inspeccione regularmente el tejido en busca de daños y deséchelo si es necesario.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

El Mini PAL es un producto lavable y reutilizable.

- Lavar a máquina y secar a una temperatura de hasta 71 °C.
- Se recomienda usar blanqueador sin cloro.



## INSTRUCCIONES DE USO:

El Mini PAL es una ayuda de posicionamiento flexible que se puede utilizar de diversas formas para todos los bebés, y se desarrolló específicamente para bebés que pesan menos de 800 g. Cuando se utiliza dentro del XS Dandle® ROO2, el Dandle® ROO Lite, o el Dandle® WRAP Stretch, el Mini PAL rellenará el espacio de la parte inferior de la zona de la bolsa para mejorar la funcionalidad del producto.

- En posición supina, con la cabeza del bebé apoyada en el reposacabezas, coloque la pieza de base más grande ("cuerpo") en el espacio que va desde las nalgas del bebé hasta donde la bolsa se une con la base. Las piernas del bebé deben descansar encima del "cuerpo" en una inclinación pélvica posterior. Utilice las "piernas" del Mini PAL para acurrucarlo junto al torso, debajo de los brazos, rellenando el espacio y ayudando a mantener las caderas y los hombros en flexión. Con el Mini PAL dentro del posicionador, las alas y la bolsa se alinearán correctamente.
- Con el bebé en decúbito lateral, coloque el "cuerpo" detrás del bebé y ponga las "piernas" ligeras sobre los hombros y las caderas del bebé para mantener la posición o proporcionar una sensación de comodidad y seguridad.
- Puede utilizarse con bebés más grandes para ayudar a mantener una posición correcta, proporcionar información propioceptiva o sujetar tubos o equipos.
- Si no se dispone de un rollo para la cabeza y la posición de la cabeza en la línea media está justificada, coloque el Mini PAL alrededor de la cabeza del bebé con las "piernas" debajo de los hombros del bebé, apoyando los brazos en flexión.
- Si es necesario extender las extremidades, coloque el "cuerpo" debajo de la articulación y las "piernas" por encima y por debajo de la articulación para mantenerla en extensión.

## ALMACENAMIENTO Y DESECHO:

Ningún requerimiento especial.

Comuníquese con Dandle•LION Medical si tiene alguna pregunta o comentario o para informar sobre cualquier problema con el uso de nuestro producto.

Rev 1:0323



DandleLION Medical  
www.dandleLIONmedical.com

22 Shelter Rock Lane  
203-791-9001

Danbury, CT 06810  
© DandleLION Medical 2021