

Cozy Cub™

Ne contient pas de caoutchouc de latex naturel. Sans DEHP.



UTILISATION PRÉVUE / AVANTAGE CLINIQUE:

Le Cozy Cub est une barrière de positionnement réutilisable, disponible en trois formats, qui peut être utilisée pour les bébés hospitalisés.

AVERTISSEMENTS / ATTENTION:

- Évitez de le placer près du visage du bébé ou d'en faire un usage qui pourrait obstruer ses voies respiratoires.
- Utilisez-le toujours avec une housse.
- Tenez la « boucle » de l'extrémité de la housse loin des doigts ou des orteils du nourrisson.
- Destiné uniquement à un usage hospitalier.
- N'enfoncez PAS des aiguilles dans le Cozy Cub à travers la housse.
- Il faut faire particulièrement attention à ne pas mettre en contact une quelconque partie du Cozy Cub avec une partie du corps du bébé.
- Inspectez régulièrement le Cozy Cub pour vous assurer qu'il ne présente pas de signes visibles de dommage ou d'usure, telles que coupures, déchirures, fissures, micro-trous, accrocs ou taches.
- Mettez immédiatement au rebut le Cozy Cub s'il présente des signes visibles de tache, de dommage ou d'usure.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:

- Le Cozy Cub est réutilisable et peut être essuyé à l'aide d'un désinfectant quaternaire standard d'hôpital.
- La housse jetable est destinée à n'être utilisée que par un seul patient et doit être mise au rebut dans les règles.



Pour les housses en tissu Cozy Cub (accessoire disponible):

- Le lavage et le séchage en machine doivent être effectués à une température maximale de 71°C.
- Il est recommandé d'utiliser un agent de blanchiment sans chlore.

MODE D'EMPLOI:

Le Cozy Cub est un accessoire d'aide au positionnement. Il peut être utilisé chez les nourrissons souffrant de diverses pathologies. Quelle que soit la position choisie, respectez les 5 Tenets™ pour bénéficier d'un confort optimal : flexion, confinement, ligne médiane, proprioception à 360°, et capacité à bouger et à reculer librement.

Le Cozy Cub permet de confiner le bébé tout en offrant une visualisation complète de celui-ci. Il peut être utilisé comme une barrière complète ou replié de manière à ne soutenir que partiellement le bébé. La « boucle » de l'extrémité opposée à travers la boucle. Les disques doux de l'intérieur peuvent être déplacés pour offrir plus ou moins de soutien au bébé ou à tout matériel médical.

- Décubitus dorsal : Formez une barrière complète ou partielle autour du nourrisson. Assurez-vous de soutenir les épaules, les hanches et les jambes afin de permettre une bonne flexion.
- Décubitus latéral : Utilisez le Cozy Cub pour empêcher le nourrisson de se retourner, pour maintenir ses mains sur son visage et assurer la flexion de ses membres inférieurs.
- Décubitus ventral : Assurez que la tête et le cou soient correctement alignés, que le tronc soit soutenu et que les hanches soient ramenées en bascule postérieure du pelvis. Utilisez le Cozy Cub pour maintenir le nourrisson dans cette position fléchie et contenue.
- Idéal pour les bébés dont l'état de santé requiert une surélévation de la tête du lit.

RANGEMENT ET MISE AU REBUT:

Aucune exigence particulière.



Si vous avez des questions ou commentaires ou que souhaitez signaler un problème relatif à l'utilisation de notre produit, veuillez contacter Dandle•LION.

Rev 4A:0424

DandleLION Medical
22 Shelter Rock Lane
Danbury, CT 06810 USA
+1 203-791-9001

www.dandleLIONmedical.com
© DandleLION Medical 2009



Advena Medical
Tower Business Centre
2nd Floor, Tower Street
Swatar BKR 4013 Malta