

Cozy Cub™

Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt. DEHP-frei.

Dandle·LION®
MEDICAL


ZWECKBESTIMMUNG / KLINISCHER NUTZEN:

Das Cozy Cub ist eine wiederverwendbare Positionierungsbegrenzung in drei Größen, die für hospitalisierte Kleinkinder eingesetzt werden kann.

WARNHINWEISE / VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nicht in der Nähe des Gesichts des Säuglings platzieren oder auf eine Weise verwenden welche die Atemwege einengen könnten.
- Immer mit einem Überzug verwenden.
- Die „Schlaufe“ am Ende des Überzugs von den Fingern oder Zehen des Säuglings fernhalten.
- Nur für den Krankenhausgebrauch.
- KEINE Nadeln durch den Überzug in das Cozy Cub stechen.
- Mit besonderer Vorsicht ist darauf zu achten, dass kein Teil des Cozy Cub auf irgendeinem Körperteil des Säuglings liegt.
- Das Cozy Cub regelmäßig auf sichtbare Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung überprüfen, wie Schnitte, Risse, Ritzen, Nadellöcher, Knicke oder Flecken.
- Das Cozy Cub umgehend entsorgen, sobald sichtbare Anzeichen von Flecken, Beschädigungen oder Abnutzung auftreten.

REINIGUNGSHINWEISE:

- Das Cozy Cub ist mit einem Standarddesinfektionsmittel mit quaternären Verbindungen für den Krankenhausgebrauch abwischbar und wiederverwendbar.
- Der Einwegüberzug ist Ein-Patienten-Produkt und muss entsprechend entsorgt werden. 

Für Cozy-Cub-Überzüge (verfügbares Zubehör):

- Maschinenwäsche und Trocknen bei einer Temperatur von bis zu 71°C.
- Es wird ein chlorfreies Bleichmittel empfohlen.



GEBRAUCHSHINWEISE:

Das Cozy Cub ist eine flexible Lagerungshilfe, die bei Säuglingen für eine Vielzahl von Beschwerden verwendet werden kann. Beachten Sie unabhängig von der Position die 5 Tenets™ für eine korrekte Positionierung: Beugung, Eindämmung, Ausrichtung der Mittellinie, 360°-Propriozeption sowie freie Bewegung und Rückstoß.

Das Cozy Cub sorgt für eine Eingrenzung und ermöglicht gleichzeitig eine vollständige Sicht auf den Säugling. Es kann als vollständige Begrenzung verwendet oder als teilweise Stütze vom Säugling weggeklappt werden. Die „Schlaufe“ am Ende des Überzugs kann verwendet werden, um eine sicherere, kleinere Begrenzung zu schaffen, indem das gegenüberliegende Ende durch die Schlaufe gezogen wird. Die inneren glatten Scheiben können verschoben werden, um den Säugling oder medizinische Geräte mehr oder weniger abzustützen.

- Rückenlage: Sorgen Sie für eine vollständige oder teilweise Begrenzung des Säuglings. Achten Sie darauf die Schultern, Hüften und Beine zu stützen, um die richtige Beugungshaltung zu begünstigen.
- Seitenlage: Verwenden Sie Cozy Cub, um die Hände am Gesicht zu halten, die unteren Extremitäten zu beugen und um zu verhindern, dass der Säugling sich umdreht.
- Bauchlage: Stellen Sie sicher, dass Kopf und Nacken in einer Linie ausgerichtet sind, der Rumpf abgestützt ist und die Hüften sich in geneigter Beckenposition befinden. Verwenden Sie Cozy Cub, um den Säugling in dieser gebeugten und eingegrenzten Position zu halten.
- Ideal für Babys, deren Zustand eine Anhebung des Bettes erfordert.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG:

Keine besonderen Anforderungen.



Bitte wenden Sie sich an Dandle·LION Medical, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder ein Problem bei der Verwendung unseres Produkts melden möchten.

Rev 4A:0424

 DandleLION Medical
22 Shelter Rock Lane
Danbury, CT 06810 USA
+1 203-791-9001

www.dandleLIONmedical.com
© DandleLION Medical 2009



Advena Medical
Tower Business Centre
2nd Floor, Tower Street
Swatar BKR 4013 Malta