

Dandle® PAL – Veegvast

Zonder DEHP, zonder BPA, niet vervaardigd met natuurlijk rubberlatex.

Dandle•LION®
MEDICAL

BEOOGD GEBRUIK/KLINISCH VOORDEEL:

De Dandle PAL is een veegvast, herbruikbaar positioneringshulpmiddel dat kan worden gebruikt voor in het ziekenhuis opgenomen premature en zieke baby's in buik-, rug- en zijligging.

WAARSCHUWINGEN/VOORZORGSMAATREGELEN:

- Alleen voor ziekenhuisgebruik.
- Niet dichtbij de hals of het gezicht van de baby plaatsen of zodanig gebruiken dat de ademhaling van de baby kan worden belemmerd.
- Niet dichtbij de hals of het gezicht van de baby plaatsen of zodanig gebruiken dat de ademhaling van de baby kan worden belemmerd.
- Reinigen volgens de richtlijnen van het ziekenhuis om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen.
- Ter voorkoming van interne vervuiling, dient de veegvaste hoes regelmatig te worden gecontroleerd op zichtbare tekenen van schade of slijtage. Wegwerpen indien nodig.
- Als de buitenkant van het product doorboord of anderszins beschadigd raakt, moet u dit product onmiddellijk weggooien.

REINIGINGSINSTRUCTIES:

- De Dandle PAL is een veegvast en herbruikbaar product dat gereinigd dient te worden met een standaard quaternair ontsmettingsmiddel voor ziekenhuizen, telkens als het vuil is en na elke patiënt.
- De wegwerfpafdekking is voor eenmalig gebruik en moet onmiddellijk worden weggegooid.

De stoffen hoezen van Dandle PAL (verkrijgbare accessoires):

- Kunnen in de machine worden gewassen en gedroogd bij temperaturen tot 71 °C.
- Aangeraden wordt een chloorvrij bleekmiddel te gebruiken.



GEBRUIKSAANWIJZING:

De Dandle PAL is een flexibel hulpmiddel voor positionering met diverse gebruiksmogelijkheden. De PAL heeft twee interne "zitzakken": een grote zak die het hoofzider vult en een kleinere zak aan de afgeronde bovenkant.

- Het hoofzidervormig gedeelte, oftewel 'benen', kunnen rond het hoofd of de voeten van de baby worden geplaatst om hem of haar in te sluiten, in positie te houden of om een veilig gevoel te geven.
- Een kleinere zak kan bovenop de grotere worden geplaatst in gevallen waar hogere insluiting nodig is. De kleinere zitzak kan op zijn plaats worden gehouden door de riem onder het hoofzidervormig gedeelte te trekken.
- De hoofzidervorm kan wijd worden geopend en achter een baby in zijligging worden gelegd om hem of haar in positie en gebogen te houden. De kleinere zak kan bovenop de grotere worden vastgemaakt om te voorkomen dat de baby naar achteren rolt.
- De kleinere zak kan worden gebruikt om een fopspeen of slangen te ondersteunen.
- De microschiiven kunnen in de 'benen' worden geschoven, zodat deze goed of minder goed gevuld zijn om de medische en ontwikkelingsbehoeften van de baby zo goed mogelijk

OPSLAG EN VERWIJDERING:


Geen speciale vereisten.

Neem contact op met Dandle•LION Medical als u vragen of opmerkingen heeft of om een probleem met ons product te melden.



 DandleLION Medical
22 Shelter Rock Lane
Danbury, CT 06810 USA
+1 203-791-9001

www.dandleLIONmedical.com
© DandleLION Medical 2009

 Advena Medical
Tower Business Centre
2nd Floor, Tower Street
Swatar BKR 4013 Malta

Rev 3A:0524