

# Dandy Prone Pad™

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. DEHP- und BPA-frei.

**Dandle·LION®**  
MEDICAL

## ZWECKBESTIMMUNG / KLINISCHER NUTZEN:

Das Prone Pad ist für die schonende Haltung von Kopf und Körper eines Babys in Bauchlage ausgelegt; die Glieder können dabei symmetrisch abgewinkelt werden. Das Prone Pad ist unabhängig von Gesundheitszustand und/oder Lungenfunktion und kompatibel mit allen Dandle·LION Lagerungsgeräten. Eine bebilderte Anleitung ist online verfügbar unter [www.dandleLIONmedical.com](http://www.dandleLIONmedical.com)

## WARNHINWEISE / VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nur für den Krankenhausgebrauch.
- Babys sollten beim Liegen durchgehend kardiologisch überwacht werden, da die Bauchlage gewisse Risiken birgt.
- Das Prone Pad und der Einmalüberzug sind für den Einweggebrauch indiziert, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
- Stabilisieren Sie das Baby auf dem Prone Pad mit einem separaten Randpolster.
- Nicht ohne waschbaren oder Einwegüberzug für das Prone Pad einsetzen.
- KEINE Nadeln durch den Überzug oder in das Prone Pad stechen.

## REINIGUNGSHINWEISE:

- Das Prone Pad ist für den Einmalgebrauch bestimmt und sollte nicht gereinigt oder wiederverbenutzt werden. 
  - Der wasserabweisende Einwegüberzug ist zum Einmalgebrauch indiziert.
- Der Stoffüberzug (verfügbares Zubehör):
- Der Stoffüberzug ist wasserabweisende, waschbar und bis zu 25 Mal wiederverwendbar.
  - Maschinenwäsche und Trocknen laut Krankenhausrichtlinie bei einer Temperatur von bis zu 71 °C. Den Überzug nach jeder Wäsche visuell prüfen.



## GEBRAUCHSHINWEISE:

Größenauswahl: Das Prone Pad kann das Baby vom Scheitel bis zum Nabel stützen. Bei der Auswahl der richtigen Größe sollten Sie mit derjenigen beginnen, die dem Babygewicht entspricht:

- XS: < 1000 g.
- S: 1000–1800 g.
- M: 1800–2500 g.
- L: 2500–3600 g.
- XL: 3600–4400 g.

Da die Länge eines Babys jedoch nicht immer seinem Gewicht entspricht, sollten Sie das Prone Pad vor dem Öffnen des Beutels neben das Kind halten und die Länge des Polsters mit der des Säuglings vom Scheitel bis zum Nabel vergleichen. Ein falsch bemessenes Prone Pad kann zu asymmetrischer Lage und zu übermäßigem Herumrutschen führen, wenn das Baby nach einer bequemen und stabilen Position sucht.

Zur korrekten Bauchlage auf dem Prone Pad:

- Wenn Sie es mit einem Dandle® ROO2, Dandle® WRAP Stretch oder Dandle® ROO Lite einsetzen, legen Sie das Prone Pad mit dem größeren runden Kopfbereich (beim ROO2 oder ROO Lite gegen die Kopfrolle) in die Mitte der Lagerungshilfe.
- Heben Sie das Baby sanft an, indem Sie Arme und Kopf/Nacken mit einer Hand und Hüften und Beine mit der anderen Hand stützen.
- Drehen Sie das Kind mit dem Kopf auf die gewünschte Seite und legen Sie es auf dem Prone Pad ab.
- Achten Sie darauf, dass der Schädel vom Hinterkopf bis zur Nasenspitze vollständig im abgerundeten Abschnitt des Polsters liegen kann. Die Unterarme sollten bequem auf der Matratze aufliegen. Bei Bedarf sollte das Kind so gelegt werden, dass die Beine unter die Hüften angezogen werden können. Die Hüften sollten mindestens 90 Grad weit gebeugt sein. Die Stützen für die unteren Extremitäten („Zielposten“) sollten seitlich an Knie und Waden anliegen und übermäßiger Hüftspannung und -drehung sanft entgegenwirken, ohne Druck zu erzeugen.
- Sichern Sie ROO2, ROO Lite oder WRAP Stretch um das Kleinkind und das Prone Pad herum ab.
  - Wenn die oben genannten Geräte nicht zur Verfügung stehen, legen Sie einen Dandle® PAL oder Cozy Cub™ rund um das Baby, damit es seine Lage leichter beibehält.

## LAGERUNG UND ENTSORGUNG:

Besondere Maßnahmen zur Aufbewahrung oder Entsorgung sind nicht erforderlich.

Bitte wenden Sie sich an Dandle·LION Medical, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder ein Problem bei der Verwendung unseres Produkts melden möchten.



 DandleLION Medical  
22 Shelter Rock Lane  
Danbury, CT 06810 USA  
+1 203-791-9001

[www.dandleLIONmedical.com](http://www.dandleLIONmedical.com)  
© DandleLION Medical 2009

EC REP

Advena Medical  
Tower Business Centre  
2nd Floor, Tower Street  
Swatar BKR 4013 Malta

Rev 2A:0424