

# Mini PAL™ - Afneembaar

Niet gemaakt met natuurlijk latexrubber. Vrij van DEHP.

**Dandle·LION**<sup>®</sup>  
MEDICAL

## BEOOGD GEBRUIK:

Zorg voor ondersteuning bij de positionering van baby's, vooral van baby's met een extreem laag geboortegewicht (ELBW), in buikligging, rugligging en zijligging.

## WAARSCHUWINGEN / VOORZORGSMAATREGELEN:

- Alleen voor ziekenhuisgebruik.
- Niet in de buurt van de hals of het gezicht van de baby plaatsen of zodanig gebruiken dat de ademhaling van de baby kan worden belemmerd.
- Wees extra voorzichtig met kleine baby's en voorkom dat ze het volledige gewicht of te veel microschijsen bovenop zich krijgen.
- Reinigen volgens de richtlijnen van het ziekenhuis om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen.
- Om te voorkomen dat er microschijsen uit het product ontsnappen en een gevaar vormen voor de baby, en om te voorkomen dat er verontreinigende stoffen in het product terechtkomen, moet u de stof regelmatig controleren op zichtbare tekenen van beschadiging of slijtage. Gooi het product onmiddellijk weg als de buitenkant beschadigd of vervormd is.
- Gebruik altijd met hoes.

## REINIGINGSINSTRUCTIES:

- De Mini PAL is een afneembaar en herbruikbaar product dat moet worden afgenomen met een standaard quaternair ontsmettingsmiddel voor ziekenhuizen wanneer het vuil is geworden en na gebruik bij elke patiënt.

Voor stoffen hoezen van Mini PAL (beschikbaar accessoire):

- In de machine wassen en drogen tot een temperatuur van 71°C.
- Bleekmiddel zonder chloor wordt aanbevolen.



## GEBRUIKSAANWIJZING:

De Mini PAL is een flexibel hulpmiddel voor positionering dat op verschillende manieren kan worden gebruikt voor alle baby's en is speciaal ontwikkeld voor baby's < 800 g. Bij gebruik in de XS Dandle<sup>®</sup> ROO2, Dandle<sup>®</sup> ROO Lite of Dandle<sup>®</sup> WRAP Stretch, vult de Mini PAL de ruimte aan de onderkant van het zakje op om de functionaliteit van het product te verbeteren.

- Terwijl de baby op de rug ligt, met zijn hoofdje tegen de hoofdrol, plaatst u het grotere basisstuk ("lichaam") tegen het gedeelte vanaf de billen van de baby tot waar de zak de basis raakt. De benen van de baby moeten bovenop het "lichaam" rusten in een achterwaartse bekkenkanteling. Gebruik de twee symmetrische stukken die uit het "lichaam" ("benen") steken om naast de romp, onder de armen, ruimte op te vullen en heupen en schouders in flexie te houden. Met de Mini PAL in de positioner zullen de vleugels en het zakje goed uitgelijnd zijn.
- Met de baby op de zij ligt, plaatst u het "lichaam" achter de baby en legt u de lichtgewicht "benen" over de schouders en heupen van de baby om de positie te behouden of om een gevoel van comfort te geven.
- Kan worden gebruikt bij grotere baby's om de juiste positionering te ondersteunen, proprioceptieve feedback te geven of om slangen/apparatuur te ondersteunen.
- Als er geen hoofdrol beschikbaar is en het hoofdje in het midden moet worden geplaatst, plaats dan Mini PAL om het hoofdje van de baby met de "benen" onder de schouders van de baby en ondersteun de armen in flexie.
- Als de ledematen moeten worden gestrekt, plaatst u het "lichaam" onder het gewricht en de "benen" boven en onder het gewricht om het gestrekt te houden.

## OPSLAG EN VERWIJDERING:

Geen speciale vereisten.

Neem contact op met Dandle-LION Medical als u vragen of opmerkingen heeft of als u problemen met het gebruik van ons product wilt melden.



Tarry Medical Products  
22 Shelter Rock Lane  
Danbury, CT 06810 USA  
+1 203-791-9001

www.dandleLIONmedical.com  
© DandleLION Medical 2009

EC REP

Advena Medical  
Tower Business Centre  
2nd Floor, Tower Street  
Swatar BKR 4013 Malta

Rev 2:1124