

Mini PAL^{MC} – Lavable

Ne contient pas de caoutchouc de latex naturel. Sans DEHP.

Dandle•LION[®]
MEDICAL

USAGE PRÉVU :

Fournir un soutien postural pour les nourrissons, en particulier les nourrissons de poids extrêmement faible à la naissance, en position couchée, couchée sur le dos et couchée sur le côté.

AVERTISSEMENTS / ATTENTION :

- **Destiné uniquement à un usage hospitalier.**
- **Évitez de placer l'accessoire près du cou ou du visage du bébé ou d'en faire un usage qui pourrait obstruer ses voies respiratoires.**
- **Il convient de prendre des précautions particulières pour éviter de placer tout le poids ou un trop grand nombre de microdisques sur de petits nourrissons.**
- **Pour éviter la contamination croisée entre les patients, nettoyez l'accessoire conformément aux politiques de l'hôpital.**
- **Pour éviter que des microdisques s'échappent du produit et ne présentent un danger pour le bébé, et pour empêcher la pénétration de contaminants dans le produit, inspectez régulièrement le tissu essuyable pour détecter tout signe visible de détérioration ou d'usure. Jetez-le immédiatement si l'extérieur du produit est endommagé ou compromis de quelque manière que ce soit.**
- **Utilisez-le toujours avec une housse.**

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

- Le Mini PAL est un produit lavable et réutilisable qui doit être nettoyé à l'aide d'un désinfectant quaternaire standard d'hôpital dès qu'il est souillé et entre deux utilisations.
- La housse jetable est à usage unique et doit être mise au rebut immédiatement. 

Pour les housses en tissu Mini PAL (accessoire disponible) :

- Le lavage et le séchage en machine doivent être effectués à une température maximale de 71 °C.



MODE D'EMPLOI :

Le Mini PAL est un accessoire d'aide au positionnement flexible qui peut être utilisé de différentes manières pour tous les bébés. Il a été spécialement conçu pour les bébés de moins de 800 g. Lorsqu'il est utilisé à l'intérieur du XS Dandle^{MD} ROO2, du Dandle^{MD} ROO Lite, ou du Dandle^{MD} WRAP Stretch, le Mini PAL comble l'espace au fond de la housse afin d'améliorer la fonctionnalité du produit.

- En position couchée sur le dos, la tête du bébé est appuyée contre le support de tête. Veillez à placer la plus grande pièce de base (« corps ») dans l'espace allant des fesses du bébé jusqu'à l'endroit où la housse rejoint la base. Les jambes du bébé doivent reposer sur le dessus du « corps » dans une inclinaison pelvienne postérieure. Utilisez les deux pièces symétriques qui partent du « corps » (« jambes ») pour blottir le torse du bébé en dessous de ses bras. Cela permet de remplir l'espace et aide à garder les hanches et les épaules en flexion. Grâce au Mini PAL placé à l'intérieur du positionneur, les ailes et la pochette s'alignent correctement.
- Lorsque le bébé est couché sur le côté, placez le « corps » derrière le bébé et placez les « jambes » légères sur les épaules et les hanches du bébé pour le maintenir en position ou lui procurer un sentiment de confort.
- Peut être utilisé avec des bébés plus grands pour faciliter le positionnement, fournir une rétroaction proprioceptive ou soutenir les tubes/équipements.
- Si aucun support de tête n'est disponible et que le positionnement de la tête suivant la ligne médiane est justifié, placez un Mini PAL autour de la tête du nourrisson avec les « jambes » sous les épaules du bébé, en maintenant les bras en flexion.
- Si une extension des membres est nécessaire, placez le « corps » sous l'articulation et les « jambes » au-dessus et en-dessous de l'articulation pour les maintenir en extension.

RANGEMENT ET MISE AU REBUT :

Aucune exigence particulière.

Si vous avez des questions ou commentaires ou que souhaitez signaler un problème relatif à l'utilisation de notre produit, veuillez contacter
Dandle•LION Medical.



 Tarry Medical Products
22 Shelter Rock Lane
Danbury, CT 06810 USA
+1 203-791-9001

www.dandleLIONmedical.com
© DandleLION Medical 2009

EC REP

Advena Medical
Tower Business Centre
2nd Floor, Tower Street
Swatar BKR 4013 Malta

Rév. 2:1124