

# Mini PAL™ - Abwischbar

Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt. DEHP-frei.

**Dandle·LION**<sup>®</sup>  
MEDICAL

## BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Bietet Unterstützung bei der Positionierung von Kleinkindern, insbesondere extrem kleine Frühgeborene (Extremely Low Birth Weight, ELBW) in Bauch-, Rücken- und Seitenlage.

## WARNHINWEISE / VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nur für den Krankenhausgebrauch.
- Nicht in der Nähe des Halses oder des Gesichts des Babys platzieren oder auf eine Weise verwenden, welche die Atemwege des Babys einengen.
- Mit besonderer Vorsicht ist darauf zu achten, dass auf einem Kleinkind nicht das gesamte Gewicht des Produkts oder zu viele Mikroscheibchen platziert werden.
- Zur Vermeidung einer Kreuzkontamination unter Patienten gemäß den Krankenhausvorschriften reinigen.
- Um zu verhindern, dass Mikroscheibchen aus dem Produkt austreten und eine Gefahr für das Baby darstellen, und um das Eindringen von Verunreinigungen in das Produkt zu verhindern, überprüfen Sie den feucht abwischbaren Stoff regelmäßig auf sichtbare Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Rangieren Sie das Produkt unverzüglich aus, wenn es in irgend einer Form beschädigt oder beeinträchtigt ist.
- Immer mit Überzug verwenden.

## REINIGUNGSHINWEISE:

- Der Mini PAL ist ein abwischbares und wiederverwendbares Produkt, das nach jeder Verunreinigung und nach dem Gebrauch durch Patienten mit einem Standarddesinfektionsmittel mit quaternären Verbindungen für den Krankenhausgebrauch abgewischt werden sollte. 

Für Mini-PAL-Stoffüberzüge (verfügbares Zubehör):

- Maschinenwäsche und Trocknen bei einer Temperatur von bis zu 71 °C.
- Es wird ein chlorfreies Bleichmittel empfohlen.



## GEBRAUCHSHINWEISE:

Der Mini PAL ist eine flexible und vielseitig einsetzbare Lagerungshilfe für alle Babys und wurde bewusst für Babys <800 g entwickelt. Bei Verwendung im XS Dandle<sup>®</sup> ROO2, Dandle<sup>®</sup> ROO Lite oder Dandle<sup>®</sup> WRAP Stretch füllt der Mini PAL den Raum am Boden des Beutelbereichs aus, um die Produktfunktionalität zu verbessern.

- Legen Sie in Rückenlage, mit dem Kopf des Babys gegen die Kopfrolle, das größere Basisteil („Körper“) in den Raum zwischen dem Po des Babys und der Stelle, an der der Beutel auf die Basis trifft. Die Beine des Babys sollten auf dem „Körper“ in einer hinteren Beckenneigung ruhen. Positionieren Sie die beiden symmetrischen Teile, die vom „Körper“ des Mini PAL ausgehen (also die „Beine“), so, dass sie sich seitlich an den Oberkörper schmiegen und unter den Armen liegen. So füllen sie den Leerraum aus und helfen dabei, Hüften und Schultern gebeugt zu halten. Mit dem Mini PAL im Positionierer richten sich die Flügel und der Beutel richtig aus.
- Wenn sich das Baby in Seitenlage befindet, platzieren Sie den „Körper“ hinter dem Baby und legen Sie die leichteren „Beine“ über die Schulter und die Hüfte des Babys, um die Position zu stabilisieren und ihm ein komfortables Gefühl zu vermitteln.
- Kann bei größeren Babys verwendet werden, um die richtige Positionierung zu unterstützen, propriozeptives Feedback zu geben oder Schläuche/Geräte zu stützen.
- Wenn keine Kopfrolle verfügbar ist und eine Mittellinienpositionierung des Kopfes gewährleistet ist, platzieren Sie Mini PAL um den Kopf des Babys, wobei die „Beine“ unter den Schultern des Babys liegen und die Arme in Flexion stützen.
- Wenn eine Streckung der Gliedmaßen erforderlich ist, platzieren Sie den „Körper“ unter dem Gelenk und die „Beine“ über und unter dem Gelenk, um es in Streckung zu halten.

## LAGERUNG UND ENTSORGUNG:

Keine besonderen Anforderungen.

Bitte wenden Sie sich an Dandle·LION Medical, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder ein Problem bei der Verwendung unseres Produkts melden möchten.



Tarry Medical Products  
22 Shelter Rock Lane  
Danbury, CT 06810 USA  
+1 203-791-9001

www.dandleLIONmedical.com  
© DandleLION Medical 2009

EC REP

Advena Medical  
Tower Business Centre  
2nd Floor, Tower Street  
Swatar BKR 4013 Malta

Rev 2:1124