

Cozy Cub™

Niet gemaakt met natuurlijk latexrubber. Vrij van DEHP.



BEOOGD GEBRUIK / KLINISCH VOORDEEL:

De Cozy Cub is een herbruikbare positioneringsband, in drie maten, die gebruikt kan worden voor in het ziekenhuis opgenomen baby's.

WAARSCHUWINGEN / VOORZORGSMAATREGELEN:

- Niet in de buurt van het gezicht van de baby plaatsen of gebruiken op een manier die de ademhaling zou kunnen belemmeren.
- Altijd met hoes gebruiken.
- Houd de 'lus' aan het eind van de hoes uit de buurt van de vingers of tenen van de baby.
- Allen voor gebruik in het ziekenhuis.
- Steek GEEN naalden in de Cozy Cub door de hoes heen.
- Wees extra voorzichtig en voorkom dat enig onderdeel van de Cozy Cub op de baby wordt geplaatst.
- Controleer de Cozy Cub regelmatig op zichtbare tekenen van schade of slijtage, zoals sneden, scheuren, barsten, speldenprikken, haken of vlekken.
- Gooi de Cozy Cub onmiddellijk weg als er zichtbare tekenen van vlekken, schade of slijtage zijn.

REINIGINGSINSTRUCTIES:

- De Cozy Cub is afneembaar met een standaard quaternair ontsmettingsmiddel voor ziekenhuizen en herbruikbaar.
- De wegwerphoes is voor eenmalig gebruik en moet op passende wijze worden weggegooid.

Voor stoffen hoezen van de Cozy Cub (verkrijgbaar accessoire):

- In de machine wassen en drogen tot een temperatuur van 71°C.
- Bleekmiddel zonder chloor wordt aanbevolen.



GEBRUIKSAANWIJZING:

De Cozy Cub is een flexibel hulpmiddel om baby's met verschillende medische aandoeningen te positioneren. Volg, ongeacht de positie, de 5 Tenets™ voor een goede positionering: flexie, insluiting, middellijn, uitlijning, 360° proprioceptie en vrije beweging en terugslag.

De Cozy Cub zorgt voor insluiting, terwijl de baby volledig zichtbaar is. Het kan worden gebruikt als volledige afbakening of door het weg te vouwen van de baby voor gedeeltelijke ondersteuning. De 'lus' aan het eind van de hoes kan worden gebruikt om een veiligere, kleinere afbakening te maken door het andere einde door de lus te halen. De zijdeachtige schijfjes aan de binnenkant kunnen worden verschoven om meer of minder steun te bieden aan de baby of aan medische apparatuur.

- Rugligging: Zorg voor volledige of gedeeltelijke afbakening rond de baby. Zorg ervoor dat de schouders, heupen en benen worden ondersteund om een goede buiging te bevorderen.
- Zijligging: Gebruik de Cozy Cub om te voorkomen dat de baby omrolt, om de handen bij het gezicht te houden, en om de onderste ledermaten te laten buigen.
- Buikligging: Zorg ervoor dat hoofd en nek in lijn zijn, dat de romp wordt ondersteund, en dat de heupen naar achteren worden gekanteld. Gebruik de Cozy Cub om de baby in deze gebogen en geborgen positie te houden.
- Ideaal voor baby's bij wie een verhoging van het hoofd van het bed nodig is.

OPSLAG EN VERWIJDERING:

Geen speciale vereisten.

Neem contact op met Dandle·LION Medical als u vragen of opmerkingen heeft of als u problemen met het gebruik van ons product wilt melden.



Tarry Medical Products Inc.
dba DandleLION Medical
22 Shelter Rock Lane
Danbury, CT 06810 USA
+1 203-791-9001

www.dandleLIONmedical.com
© DandleLION Medical 2009



Advena Medical
Tower Business Centre
2nd Floor, Tower Street
Swatar BKR 4013 Malta

Rev 4:0225