

Dandle® PAL – Veegvast

Zonder DEHP, zonder BPA, niet vervaardigd met natuurlijk rubberlatex.

Meer informatie is online beschikbaar op www.dandleLIONmedical.com

BEOOGD GEBRUIK:

Biedt bescherming en ondersteunt de juiste positionering van zuigelingen in het ziekenhuis in buik-, rug- en zijligging. Kan ook worden gebruikt ter ondersteuning van de positionering van medische apparatuur in het bed van de zuigeling.

WAARSCHUWINGEN/VOORZORGSMATREGELEN:

- Alleen voor ziekenhuisgebruik.
- Niet dichtbij de hals of het gezicht van de baby plaatsen of zodanig gebruiken dat de ademhaling van de baby kan worden belemmerd.
- Niet dichtbij de hals of het gezicht van de baby plaatsen of zodanig gebruiken dat de ademhaling van de baby kan worden belemmerd.
- Reinigen volgens de richtlijnen van het ziekenhuis om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen.
- Ter voorkoming van interne vervuiling, dient de veegvaste hoes regelmatig te worden gecontroleerd op zichtbare tekenen van schade of slijtage. Wegwerpen indien nodig.
- Als de buitenkant van het product doorboord of anderszins beschadigd raakt, moet u dit product onmiddellijk weggooien.

REINIGINGSINSTRUCTIES:

- De Dandle PAL is een veegvast en herbruikbaar product dat gereinigd dient te worden met een standaard quaternair ontsmettingsmiddel voor ziekenhuizen, telkens als het vuil is en na elke patiënt.
- De wegwerpfdekking is voor eenmalig gebruik en moet onmiddellijk  worden weggegooid.

De stoffen hoezen van Dandle PAL (verkrijgbare accessoires):

- Kunnen in de machine worden gewassen en gedroogd bij temperaturen tot 71 °C.
- Aangeraden wordt een chloorvrij bleekmiddel te gebruiken.



GEBRUIKSAANWIJZING:

De Dandle PAL is een flexibel hulpmiddel voor positionering met diverse gebruiksmogelijkheden. De PAL heeft twee interne “zitzakken”: een grote zak die het hoofdeinde vult en een kleinere zak aan de afgeronde bovenkant.

- Het hoofdeindevormig gedeelte, oftewel 'benen', kunnen rond het hoofd of de voeten van de baby worden geplaatst om hem of haar in te sluiten, in positie te houden of om een veilig gevoel te geven.
- Een kleinere zak kan bovenop de grotere worden geplaatst in gevallen waar hogere insluiting nodig is. De kleinere zitzak kan op zijn plaats worden gehouden door de riem onder het hoofdeindevormig gedeelte te trekken.
- De hoofdeindevorm kan wijd worden geopend en achter een baby in zijligging worden gelegd om hem of haar in positie en gebogen te houden. De kleinere zak kan bovenop de grotere worden vastgemaakt om te voorkomen dat de baby naar achteren rolt.
- De kleinere zak kan worden gebruikt om een fopspeen of slangen te ondersteunen.
- De microschijsen kunnen in de 'benen' worden geschoven, zodat deze goed of minder goed gevuld zijn om de medische en ontwikkelingsbehoeften van de baby zo goed mogelijk

OPSLAG EN VERWIJDERING:

Geen speciale vereisten.

Neem contact op met Dandle•LION Medical als u vragen of opmerkingen heeft of om een probleem met ons product te melden.

Rev 4:0525



Tarry Medical Products Inc.
dba Dandle•LION Medical
22 Shelter Rock Lane
Danbury, CT 06810 USA
+1 203-791-9001

www.dandleLIONmedical.com
© DandleLION Medical 2009

EC REP

Advena Medical
Tower Business Centre
2nd Floor, Tower Street
Swatara BKR 4013 Malta