

Dandle® PAL – Lavable

Sans DEHP ni BPA, ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.dandleLIONmedical.com.

USAGE PRÉVU:

Assure le maintien et favorise un positionnement adéquat des nourrissons hospitalisés en décubitus ventral, dorsal ou latéral. Peut également être utilisé pour maintenir en place le matériel médical à l'intérieur du lit du nourrisson.

AVERTISSEMENTS/ATTENTION:

- **Destiné uniquement à un usage hospitalier.**
- **Des précautions particulières doivent être prises pour éviter de placer tout le poids ou un trop grand nombre de microdisques sur des petits bébés.**
- **Évitez de placer l'accessoire près du cou ou du visage du bébé ou d'en faire un usage qui pourrait obstruer ses voies respiratoires.**
- **Pour éviter la contamination croisée entre les patients, nettoyez l'accessoire conformément aux politiques de l'hôpital.**
- **Afin d'éviter la croissance de tout contaminant interne, inspectez régulièrement le revêtement lavable pour vous assurer qu'il ne présente pas de signes visibles de dommage ou d'usure. Mettez-le au rebut si nécessaire.**
- **Si l'extérieur du produit est percé ou endommagé de quelque manière que ce soit, mettre au rebut immédiatement.**

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:

- Le Dandle PAL est un produit lavable et réutilisable qui doit être essuyé à l'aide d'un désinfectant quaternaire standard d'hôpital dès qu'il est souillé et entre deux utilisations.
- La housse jetable est à usage unique et doit être mise au  rebut immédiatement.

Pour les housses en tissu Dandle PAL (accessoire disponible) :

- Laver et sécher en machine à une température maximale de 71°C.
- Il est recommandé d'utiliser un agent de blanchiment sans chlore.



MODE D'EMPLOI:

Le Dandle PAL est un accessoire d'aide au positionnement. Il est flexible et peut être utilisé de différentes manières. Le PAL est doté de deux « poufs » internes : un grand sac qui remplit le fer à cheval et un plus petit sac au sommet arrondi.

- La partie en fer à cheval, les « jambes », peut être placée autour de la tête ou des pieds du bébé pour créer une barrière, aider à maintenir une position, ou procurer un sentiment de sécurité.
- Pour obtenir une barrière plus élevée, le plus petit pouf peut être placé sur le plus grand. Le plus petit pouf peut être maintenu en place en faisant passer la bande en dessous de la partie avec fer à cheval.
- Le fer à cheval peut être ouvert complètement et placé derrière un bébé en position de décubitus latéral afin d'aider à maintenir la position et de garder le bébé en position de flexion. Le petit sac peut être attaché au plus grand pour empêcher le bébé de se retourner.
- Le plus petit sac peut être utilisé pour soutenir la tubulure.
- Les microdisques peuvent être déplacés dans les jambes de façon à les remplir ou les vider, en fonction des besoins médicaux et de développement de bébé.

RANGEMENT ET MISE AU REBUT:

Aucune exigence particulière.

Si vous avez des questions ou commentaires ou si vous souhaitez signaler un problème relatif à l'utilisation de notre produit, veuillez contacter Dandle•LION Medical.



Rev 4:0525



Tarry Medical Products Inc.
dba Dandle•LION Medical
22 Shelter Rock Lane
Danbury, CT 06810 USA
+1 203-791-9001

www.dandleLIONmedical.com
© DandleLION Medical 2009



Advena Medical
Tower Business Centre
2nd Floor, Tower Street
Swatar BKR 4013 Malta