

Dandle® PAL - Lavabile



Realizzato senza utilizzo di lattice in gomma naturale. Non contiene DEHP.

Ulteriori informazioni sono disponibili online su www.dandleLIONmedical.com

USO PREVISTO:

Consente il contenimento e supporta il corretto posizionamento dei neonati ospedalizzati in posizione prona, supina, e laterale. Può essere inoltre utilizzato per supportare il posizionamento dell'apparecchiatura medica all'interno del letto del neonato.

AVVERTENZE/PRECAUZIONI:

- Solo per uso ospedaliero.
- Prestare particolare attenzione a non posizionare tutto il peso o troppi micro dischi sopra il neonato.
- Non posizionare vicino al collo o al viso del neonato e non utilizzare in modo tale da ostruire le vie respiratorie del bambino.
- Per evitare la contaminazione incrociata tra pazienti, pulire secondo le politiche dell'ospedale.
- Per evitare la proliferazione della contaminazione interna, ispezionare regolarmente il rivestimento lavabile per verificare l'eventuale presenza di segni visibili di danni o usura. Smettere se necessario.
- Se la parte esterna del prodotto è bucata o comunque compromessa, smaltire immediatamente.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

- Dandle PAL è un prodotto lavabile e riutilizzabile e deve essere lavato con un disinfettante ospedaliero standard ai sali quaternari ogni volta che è sporco o quando viene riutilizzato su un altro paziente.
- Il rivestimento monouso è da utilizzare per un solo paziente e deve essere smaltito immediatamente.

Per i rivestimenti Dandle PAL in tessuto (accessorio disponibile):

- Lavare in lavatrice e asciugare a una temperatura massima di 71°C.
- Si consiglia l'uso di candeggina non clorata.



ISTRUZIONI PER L'USO:

Dandle PAL è un ausilio flessibile per il posizionamento che può essere utilizzato in diversi modi. Il PAL ha due "sacche" interne: una grande che riempie la parte a ferro di cavallo e una più piccola nella parte superiore arrotondata.

- È possibile posizionare la parte a ferro di cavallo o "gambe" intorno alla testa o ai piedi del bambino per creare un contenimento, contribuire a mantenere una posizione o garantire maggiore sicurezza.
- Se è necessario un contenimento più alto, è possibile posizionare la sacca più piccola sopra quella più grande. È possibile tenere in posizione la sacca più piccola, tirando la fascia sotto la parte a ferro di cavallo.
- È possibile aprire completamente la parte a ferro di cavallo e posizionarla dietro un bambino in posizione laterale, come ausilio al mantenimento della posizione e per tenere il bambino in flessione. La sacca più piccola può essere fissata sopra quella più grande per evitare che il bambino rotoli all'indietro.
- La sacca più piccola può essere utilizzata per sostenere i tubi.
- I micro dischi possono essere spostati all'interno delle "gambe" per renderle più piene o più vuote, in modo da supportare al meglio le esigenze mediche e di sviluppo del bambino.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Nessun requisito specifico.

Contattare Dandle•LION Medical per eventuali domande o commenti oppure per segnalare qualsiasi problema quando utilizzato.

Rev 4:0525



Tarry Medical Products Inc.
dba Dandle•LION Medical
22 Shelter Rock Lane
Danbury, CT 06810 USA
+1 203-791-9001

www.dandleLIONmedical.com
© DandleLION Medical 2009

EC REF

Advena Medical
Tower Business Centre
2nd Floor, Tower Street
Swatar BKR 4013 Malta