

Niet vervaardigd met natuurlijk rubberlatex. Vrij van DEHP.

Meer informatie is online beschikbaar op www.dandleLIONmedical.com

BEOOGD GEBRUIK:

Biedt bescherming en ondersteunt de juiste positionering van zuigelingen in het ziekenhuis in buik-, rug- en zijligging. Kan ook worden gebruikt ter ondersteuning van de positionering van medische apparatuur in het bed van de zuigeling.

WAARSCHUWINGEN/CONTRA-INDICATIES:

- Alleen voor ziekenhuisgebruik.
- Wees extra voorzichtig met kleine baby's en voorkom dat ze het volledige gewicht of te veel microschijven bovenop zich krijgen.
- Niet dichtbij de hals of het gezicht van de baby plaatsen of zodanig gebruiken dat de ademhaling van de baby kan worden belemmerd.
- Reinigen volgens de richtlijnen van het ziekenhuis om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen.
- Om te voorkomen dat er korrels uit het product ontsnappen en een gevaar vormen voor de baby, controleert u de stof regelmatig op beschadigingen en gooit u deze weg indien nodig.

REINIGINGSINSTRUCTIES:

De Dandle PAL is een wasbaar en herbruikbaar product.

- In de machine wassen en drogen tot een temperatuur van 71°C.

- Aangeraden wordt een chloorvrij bleekmiddel te gebruiken.



GEBRUIKSAANWIJZING:

De Dandle PAL is een flexibel hulpmiddel voor positionering met diverse gebruiksmogelijkheden.

- Het hoofjervormig gedeelte, oftewel 'benen', kunnen rond het hoofd of de voeten van de baby worden geplaatst om hem of haar in te sluiten, in positie te houden of om een veilig gevoel te geven.
- De kleinere zak kan bovenop de grotere worden geplaatst als een hogere insluiting nodig is. De kleinere zak kan op de plaats worden gehouden door de riem onder het hoofjervormig gedeelte te trekken.
- De hoofjervorm kan wijd worden geopend en achter een baby in zijligging worden gelegd om hem of haar in positie en gebogen te houden. De kleinere zak kan bovenop de grotere worden vastgemaakt om te voorkomen dat de baby naar achteren rolt.
- De kleinere zak kan worden gebruikt om een fopspeen of slangen te ondersteunen.
- De microschijven kunnen in de 'benen' worden geschoven, zodat deze goed of minder goed gevuld zijn om de medische en ontwikkelingsbehoeften van de baby zo goed mogelijk ondersteunen.

OPSLAG EN VERWIJDERING:

Geen speciale vereisten.

Neem contact op met Dandle•LION Medical als u vragen of opmerkingen heeft of om een probleem met ons product te melden.



Rev 9:0525



Tarry Medical Products Inc.
dba Dandle•LION Medical
22 Shelter Rock Lane
Danbury, CT 06810 USA
+1 203-791-9001

www.dandleLIONmedical.com
© DandleLION Medical 2009

EC REP

Advena Medical
Tower Business Centre
2nd Floor, Tower Street
Swatara BKR 4013 Malta