

## Polly PAL™

*Pomůcka pro polohování kojenců*

*Není vyrobena z přírodního gumového latexu. Neobsahuje DEHP.*




Polly PAL™ je flexibilní polohovací pomůcka, která nabízí široké možnosti využití. Je naplněna plastovými, na dotek velmi jemnými mikro kuličkami.

### UPOZORNĚNÍ:

- **Určeno pouze pro použití v nemocnici.**
- **Je třeba dbát zvláštní opatrnosti, abyste nepoložili pomůcku na malé kojence celou váhou nebo na ně umístili příliš velké množství mikro kuliček.**
- **Neumíst'ujte ji poblíž šije nebo obličeje dítěte ani ji nepoužívejte způsobem, který by mohl omezit jeho dýchací cesty.**
- **Abyste zabránili křížové kontaminaci mezi pacienty, omyjte ji a osušte v souladu se zásadami nemocnice.**
- **Pokud dojde k rozvolnění mikro kuliček nebo se v látkovém potahu objeví díra, okamžitě podložku zlikvidujte.**

### POKYNY K ČIŠTĚNÍ:

Polly PAL je omyvatelný a opakovaně použitelný výrobek.

   Perte v pračce a sušte při teplotě do 71 °C. Doporučuje se používat bělidla bez chlóru.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

Polly PAL je flexibilní polohovací pomůcka, která nabízí široké možnosti využití.

- Umíst'ete ji kolem hlavy nebo nohou dítěte, abyste kolem něj vytvořili zábranu, pomohli ho udržovat v určité poloze nebo mu dodali pocit bezpečí.
- Použijte ji k podepření dudlíku nebo podpůrné hadičky.
- Přemíst'ete mikro kuličky do různých míst, aby se některé části nebo úseky naplnily více nebo naopak méně a přizpůsobily se tak ostatnímu vybavení nebo potřebám dítěte při polohování.

### LIKVIDACE A SKLADOVÁNÍ:

Bez zvláštních požadavků.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek nebo nahlášení jakéhokoli problému s používáním našeho výrobku se obraťte na společnost DandleLION medical.

Rev1:0621

## Polly PAL™

*Pomůcka pro polohování kojenců*

*Není vyrobena z přírodního gumového latexu. Neobsahuje DEHP.*




Polly PAL™ je flexibilní polohovací pomůcka, která nabízí široké možnosti využití. Je naplněna plastovými, na dotek velmi jemnými mikro kuličkami.

### UPOZORNĚNÍ:

- **Určeno pouze pro použití v nemocnici.**
- **Je třeba dbát zvláštní opatrnosti, abyste nepoložili pomůcku na malé kojence celou váhou nebo na ně umístili příliš velké množství mikro kuliček.**
- **Neumíst'ujte ji poblíž šije nebo obličeje dítěte ani ji nepoužívejte způsobem, který by mohl omezit jeho dýchací cesty.**
- **Abyste zabránili křížové kontaminaci mezi pacienty, omyjte ji a osušte v souladu se zásadami nemocnice.**
- **Pokud dojde k rozvolnění mikro kuliček nebo se v látkovém potahu objeví díra, okamžitě podložku zlikvidujte.**

### POKYNY K ČIŠTĚNÍ:

Polly PAL je omyvatelný a opakovaně použitelný výrobek.

   Perte v pračce a sušte při teplotě do 71 °C. Doporučuje se používat bělidla bez chlóru.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

Polly PAL je flexibilní polohovací pomůcka, která nabízí široké možnosti využití.

- Umíst'ete ji kolem hlavy nebo nohou dítěte, abyste kolem něj vytvořili zábranu, pomohli ho udržovat v určité poloze nebo mu dodali pocit bezpečí.
- Použijte ji k podepření dudlíku nebo podpůrné hadičky.
- Přemíst'ete mikro kuličky do různých míst, aby se některé části nebo úseky naplnily více nebo naopak méně a přizpůsobily se tak ostatnímu vybavení nebo potřebám dítěte při polohování.

### LIKVIDACE A SKLADOVÁNÍ:

Bez zvláštních požadavků.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek nebo nahlášení jakéhokoli problému s používáním našeho výrobku se obraťte na společnost DandleLION medical.

Rev1:0621