

## Polly PAL™

Hulpmiddel voor de positionering van baby's  
Niet vervaardigd met natuurrubberlatex. Vrij van DEHP.




Polly PAL™ is een flexibel hulpmiddel voor positionering met diverse gebruiksmogelijkheden. Het is gevuld met plastic microschiiven, die zijdezacht aanvoelen.

### WAARSCHUWINGEN:

- Alleen voor ziekenhuisgebruik.
- Wees extra voorzichtig met kleine baby's en voorkom dat ze het volledige gewicht of te veel microschiiven bovenop zich krijgen.
- Niet dichtbij de hals of het gezicht van de baby plaatsen of zodanig gebruiken dat de ademhaling van de baby kan worden belemmerd.
- Ter voorkoming van kruisbesmetting tussen patiënten, volgens de voorschriften van het ziekenhuis wassen en drogen.
- Onmiddellijk wegwerpen ingeval er ooit microschiiven losraken of een gaatje in de stoffen bekleding komt.

### REINIGINGSVOORSCHRIFTEN:

De Polly PAL is een wasbaar en herbruikbaar product.

   In de machine wassen en drogen tot een temperatuur van 71°C.  
Aangeraden wordt een bleekmiddel dat geen chloor bevat.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

De Polly PAL is een flexibel hulpmiddel voor positionering met diverse gebruiksmogelijkheden.

- Rond baby's hoofd of voeten plaatsen ter afbakening, ter behoud van een positie of om een gevoel van veiligheid te geven.
- Te gebruiken als ondersteuning van een fopspeen of een slang.
- Verplaats de microschiiven om delen voller of minder vol te maken, naargelang de vereisten van de apparatuur of de positie van de baby.

### VERWIJDERING en OPSLAG:

Geen speciale voorwaarden.

Voor vragen, opmerkingen of het melden van een probleem met het gebruik van ons product, neem contact op met DandleLION Medical.

Rev1:0621

## Polly PAL™

Hulpmiddel voor de positionering van baby's  
Niet vervaardigd met natuurrubberlatex. Vrij van DEHP.




Polly PAL™ is een flexibel hulpmiddel voor positionering met diverse gebruiksmogelijkheden. Het is gevuld met plastic microschiiven, die zijdezacht aanvoelen.

### WAARSCHUWINGEN:

- Alleen voor ziekenhuisgebruik.
- Wees extra voorzichtig met kleine baby's en voorkom dat ze het volledige gewicht of te veel microschiiven bovenop zich krijgen.
- Niet dichtbij de hals of het gezicht van de baby plaatsen of zodanig gebruiken dat de ademhaling van de baby kan worden belemmerd.
- Ter voorkoming van kruisbesmetting tussen patiënten, volgens de voorschriften van het ziekenhuis wassen en drogen.
- Onmiddellijk wegwerpen ingeval er ooit microschiiven losraken of een gaatje in de stoffen bekleding komt.

### REINIGINGSVOORSCHRIFTEN:

De Polly PAL is een wasbaar en herbruikbaar product.

   In de machine wassen en drogen tot een temperatuur van 71°C.  
Aangeraden wordt een bleekmiddel dat geen chloor bevat.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

De Polly PAL is een flexibel hulpmiddel voor positionering met diverse gebruiksmogelijkheden.

- Rond baby's hoofd of voeten plaatsen ter afbakening, ter behoud van een positie of om een gevoel van veiligheid te geven.
- Te gebruiken als ondersteuning van een fopspeen of een slang.
- Verplaats de microschiiven om delen voller of minder vol te maken, naargelang de vereisten van de apparatuur of de positie van de baby.

### VERWIJDERING en OPSLAG:

Geen speciale voorwaarden.

Voor vragen, opmerkingen of het melden van een probleem met het gebruik van ons product, neem contact op met DandleLION Medical.

Rev1:0621