

Polly PAL™

Pomoc do pozycjonowania niemowląt

Niewykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Nie zawiera DEHP.


Polly PAL™ to elastyczna pomoc do pozycjonowania, która może być wykorzystana na różne sposoby. Produkt wypełniony jest plastikowymi mikrogranulkami, które są jedwabiste w dotyku.

OSTRZEŻENIA:

- Wyłącznie do użytku szpitalnego.
- Należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec umieszczeniu całego ciężaru lub zbyt wielu mikrogranulek na małym niemowlęciu.
- Nie umieszczać w pobliżu szyi lub twarzy dziecka i nie używać w sposób, który mógłby ograniczyć drożność dróg oddechowych niemowlęcia.
- Aby zapobiec zakażeniu krzyżowemu między pacjentami, należy prac i suszyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w szpitalu.
- Jeśli mikrogranulki wydostaną się na zewnątrz lub w pokryciu materiałowym powstanie dziura, niezwłocznie usunąć produkt.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA:

Polly PAL jest produktem nadającym się do prania i ponownego użytku.



INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:

Polly PAL to elastyczna pomoc do pozycjonowania, która może być wykorzystana na różne sposoby.

- Umieścić w pobliżu główki lub stóp niemowlęcia, aby utworzyć ograniczenie, pomóc w utrzymaniu pozycji lub dać poczucie bezpieczeństwa.
- Używać do podtrzymania smoczka lub oparcia rurek.
- Przesuwać mikrogranulki w inne miejsca, aby bardziej lub mniej wypełnić pewne części w celu dostosowania do sprzętu lub potrzeb związanych z ułożeniem dziecka.

UTYLIZACJA I PRZECHOWYWANIE:

Brak specjalnych wymagań.

Prosimy o kontakt z DandleLION Medical w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag lub w celu zgłoszenia problemów z użytkowaniem naszego produktu.

Rev1:0621

Polly PAL™

Pomoc do pozycjonowania niemowląt

Niewykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Nie zawiera DEHP.


Polly PAL™ to elastyczna pomoc do pozycjonowania, która może być wykorzystana na różne sposoby. Produkt wypełniony jest plastikowymi mikrogranulkami, które są jedwabiste w dotyku.

OSTRZEŻENIA:

- Wyłącznie do użytku szpitalnego.
- Należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec umieszczeniu całego ciężaru lub zbyt wielu mikrogranulek na małym niemowlęciu.
- Nie umieszczać w pobliżu szyi lub twarzy dziecka i nie używać w sposób, który mógłby ograniczyć drożność dróg oddechowych niemowlęcia.
- Aby zapobiec zakażeniu krzyżowemu między pacjentami, należy prac i suszyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w szpitalu.
- Jeśli mikrogranulki wydostaną się na zewnątrz lub w pokryciu materiałowym powstanie dziura, niezwłocznie usunąć produkt.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA:

Polly PAL jest produktem nadającym się do prania i ponownego użytku.



INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:

Polly PAL to elastyczna pomoc do pozycjonowania, która może być wykorzystana na różne sposoby.

- Umieścić w pobliżu główki lub stóp niemowlęcia, aby utworzyć ograniczenie, pomóc w utrzymaniu pozycji lub dać poczucie bezpieczeństwa.
- Używać do podtrzymania smoczka lub oparcia rurek.
- Przesuwać mikrogranulki w inne miejsca, aby bardziej lub mniej wypełnić pewne części w celu dostosowania do sprzętu lub potrzeb związanych z ułożeniem dziecka.

UTYLIZACJA I PRZECHOWYWANIE:

Brak specjalnych wymagań.

Prosimy o kontakt z DandleLION Medical w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag lub w celu zgłoszenia problemów z użytkowaniem naszego produktu.

Rev1:0621